



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304



Equipo: 5 Año de Garantía | Manga: 6 meses de Garantía
Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-42

AVALADO POR



Clinically validated
ESH protocol

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión

| | | |
|--|---|---------------------|
| Modelo Web / REF. | CHU304 | |
| Marca | Citizen | |
| Origen | China | |
| Tipo | Automático de Brazo | |
| Circunferencia de manga (Mín. - Máx.) | 22 - 32 cm | |
| Presión | Rango | 0 -300 mmHg |
| | Exactitud | ± 3 mmHg |
| Pulso | Rango | 40 - 180 pulsos/min |
| | Exactitud | ± 5 % |
| Presión y pulso simultáneos | Sí | |
| Indicador de clasificación de hipertensión | Sí | |
| Indicador de arritmia | Sí | |
| Indicador de movimiento | Sí | |
| Memorias de mediciones | 99 | |
| Promedio últimas 3 mediciones | Sí | |
| Auto apagado | Sí | |
| Fecha y hora | Sí | |
| Alimentación | 4 pilas AA | |
| Autonomía | Aprox. 800 mediciones (con pilas alcalinas) | |
| Accesorios opcionales | Manga de circunferencia 22 – 42 cm (MAPB8) | |

| EMBALAJE | Caja individual | Caja grupal |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 180 / 120 / 90 mm | 490 / 380 / 270 mm |
| Peso | 0,56 Kg | 12,15 Kg |
| Código de barras primario (EAN13) | 4580193651433 | - |
| Unidad de empaque | 1 | 20 |

| CONDICIONES AMBIENTALES | Uso | Almacenamiento |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Temperatura ambiente | 5 a 40 °C | -20 a 55 °C |
| Humedad Ambiente | ≤ 90 % | ≤ 95 % |
| Presión Ambiente | 800 a 1050 hPa | |

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.